

SONDES SONORES POUR LES ECHOGRAPHIES

LES DIFFÉRENTES CARACTÉRISTIQUES :

La qualité de l'image grâce à l'ultrasons ?	<p>Zone noire = liquides Zone grise = tissus Zone blanche = os</p>
La fréquence ?	<ul style="list-style-type: none"> 1 à 30 MHZ
Branchement nécessaire ?	<ul style="list-style-type: none"> Impulsion électrique grâce a un fil électrique
Types de produits pour son fonctionnement ?	<ul style="list-style-type: none"> Gel d'échographie ultrason à haute viscosité Tissus/peau au contact de la sonde

“REPEUPLER LA POPULATION GRACE A L'ULTRATION”

